

Erregerisolate aus dem niedergelassenen Bereich
Orale Antibiotika

u.a. Wundinfektion

	b-hämolyt. Streptokokken				Staph. aureus	MRSA-Rate: 5 % (ohne MRSA-Screening-Proben)
	Gr. A	Gr. B	Gr. C	Gr. G		
Penicillin G	0%	0%	0%	0%	99%	
Oxacillin					5%	
Ampicillin	0%	0%	0%	0%	99%	
Augmentan	0%	0%	0%	0%	5%	
Cephaclor	0%	0%	0%	0%	5%	
Cefuroxim	0%	0%	0%	0%	5%	
Cefpodoxim	0%	0%	0%	0%	5%	
Tetracyclin	6%	71%	11%	37%	4%	
Erythromycin	5%	25%	12%	15%	13%	
Clindamycin	6%	23%	9%	13%	11%	
Ciprofloxacin	100%	100%	100%	100%		
Levofloxacin	2%	4%	5%	3%	10%	
Moxifloxacin	0%	1%	0%	0%	10%	
TMP-SXT	2%	1%	1%	1%	1%	
Getestete Isolate	630	1375	212	198	5064	

(nur Wundisolate)

u.a. Infektionen Respirationstrakt

	Streptoc. pneumon.	Haemoph. influenz.	Moraxella catarrhalis	Pseudom. aeruginosa
Penicillin G	2%			
Oxacillin				
Ampicillin	1%	53%	100%	100%
Augmentan	1%	23%	3%	100%
Cephaclor		100%	100%	100%
Cefuroxim	0%			100%
Cefpodoxim	1%	0%	2%	100%
Tetracyclin	5%	1%	3%	100%
Erythromycin	8%		52%	
Clindamycin	7%	100%	100%	
Ciprofloxacin		0%	0%	13%
Levofloxacin	1%	1%	0%	22%
Moxifloxacin	1%	0%	0%	
TMP-SXT	7%	17%	4%	100%
Getestete Isolate	281	744	171	1177

Harnwegsinfektionen

	Escherich coli	Proteus spp.	Klebsiella spp.	Staph. saprophyt.	Enteroc. faecalis		Neisseria gonorrhoeae
Ampicillin	36%	42%	100%	100%	0%	Penicillin G	93%
Amoxi/Clavulans.	10%	18%	14%	1%	0%	Cefpodoxim	0%
Mecillinam	10%	23%	12%	100%	100%	Ofloxacin	62%
Cepodoxim	7%	6%	9%	1%	100%	Ciprofloxacin	66%
TMP-SXT	22%	37%	17%	3%		Tetracyclin	69%
TMP	22%	40%	18%	5%		Azithromycin	0%
Ciprofloxacin	14%	8%	9%	0%	15%		
Nitrofurantoin	2%	100%	100%	27%	2%		
Fosfomycin	1%	100%	100%	100%	100%		
Getestete Isolate	10165	1247	1295	187	2415		29

Legende

- < 1 % der Isolate resistent
- 1-5 % der Isolate resistent
- 6-10 % der Isolate resistent
- 11-20 % der Isolate resistent
- 21-30 % der Isolate resistent
- >30 % der Isolate resistent
- Kombination nicht getestet, z. B. bei intrinsischer Resistenz

Auswertung

- Patientenbereinigt: nur ein Erreger pro Patient pro Vierteljahr
- „Intermediär“ od. „Mäßig empfindlich“ wird als „Resistent“ gewertet.
- Zugrundeliegende Testnorm: EUCAST

Ansprechpartner

PD Dr. med. Roggenkamp
Dr. med. Bernhard Wiegel
Tel: 0851 - 95 93 00